


Поликлональное Антитело Против Rgs2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P41220

Артикул: CM0020384



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого RGS2, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Идеально для исследований сигналинга G-белков и регуляции артериального давления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против RGS2
Примечания/Альтернативные названия	G058; RGS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5997
GeneID	5997
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-211 человеческого RGS2 (NP_002914.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41220
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом