

Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Rgs20 Для Вб, Ифа — 076081

Артикул: CM0025850

введение

Кроличьи поликлональные антитела Anti-RGS20, полученные против рекомбинантного человеческого RGS20 (а.о. 1–241). Валидированы для ВБ и ИФА, перекрестно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Направлены на регулятор сигналинга G-белков 20 — селективную к Gz ГТФаза-активирующую белок, участвующую в ингибировании передачи сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RGS20 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	RGSZ1; ZGAP1; gz-GAP; g(z)GAP; RGS20
Вид	Человек
GeneID (человек)	8601
GeneID	8601
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–241 человеческого RGS20 (NP_003693.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	076081
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодовой пакет