

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Rgs4 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P49798

Артикул: CM0022549

введение

CamelBio предлагает кроличьи поликлональные антитела против человеческого RGS4 (SWISS P49798), валидированные для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Распознают гомологи мыши и крысы. Подходят для исследования сигналинга и регуляции GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	RGS4 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	RGP4; SCZD9; RGS4
Вид	Человек
ID гена (человек)	5999
ID гена	5999
Иммуноген	Синтетический пептид в области аминокислот 1-100 человеческого RGS4 (NP_005604.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49798
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодовой пакет