


Кроличья Поликлональная Антитело Против Rgs5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - O15539

Артикул: CM0030235



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого RGS5 (Регулятор сигналинга G-белка 5). Валидировано для WB, ИHC-P, ELISA; перекрестная реакция с мышью. Подходит для исследований сигналинга GPCR и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RGS5 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	MST092; MST106; MST129; MSTP032; MSTP092; MSTP106; MSTP129; RGS5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8490
ID гена	8490
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O15539
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом