

Поликлональное Антитело Против Rgs7 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P49802

Артикул: CM0025518



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RGS7 (регулятор G-белковой сигнализации 7). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования каскадов сигнальной трансдукции, опосредованных GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RGS7 Кроличье pAb
Примечания/Алиас	RGS7
Вид	Человек
GeneID (человек)	6000
GeneID	6000
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49802
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом