

Поликлональное Антитело Против Rbddd1 Для Wb, If/Icc, Ифа - Q8Teb9

Артикул: CM0014363



введение

Поликлональное антитело к RHBDD1 кролика — это поликлональное антитело, валидированное для WB, IF/ICC, ИФА. Реагирует с RHBDD1 человека, мыши и крысы — ромбоидной протеазой, участвующей в ERAD, апоптозе и сперматогенезе. Идеально подходит для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к RHBDD1 кролика
Примечания/Алиасы	RRP4; RHBDL4; RHBDD1
Вид	Человек
GeneID	84236
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 206-315 человеческого RHBDD1 (NP_115652.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TEB9
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладагентом