

Поликлональное Антитело К Rhbdf1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q96Cc6

Артикул: CM0024121

введение

Поликлональное антитело к RHBDF1 (кролик), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Нацелено на неактивный ромбоидный белок 1 человека (iRhom1), перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально для исследований сигналинга EGFR и транспорта белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к RHBDF1 (кролик)
Другие названия/Алиасы	Dist1; hDist1; C16orf8; EGFR-RS; gene-89; gene-90; RHBDF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64285
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-400 белка RHBDF1 человека (NP_071895.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96CC6
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом