


Кроличья Поликлональная Анти-Rheb Антитело Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q15382

Артикул: CM0018212



введение

Кроличье pAb антитело к RheB детектирует белок RheB человека, мыши и крысы (~20 кДа) в методах Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследований сигнального пути mTOR и роста клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb антитело к RheB
Примечания/Альтернативные названия	RHEB2; RheB
Вид	Человек
GeneID (человек)	6009
GeneID	6009
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15382
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом