


Поликлональное Кроличье Антитело К Rhoa Для Вб, Игк-П, Ифа - P61586

Артикул: CM0013958



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, направленное против RhoA (ARNA), для вестерн-блоттинга (ВБ), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИГК-П) и иммуноферментного анализа (ИФА). Реагирует перекрестно с белком человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований организации цитоскелета, клеточной миграции и передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RhoA Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ARNA; ARH12; RHO12; EDFAOB; RHOH12; RhoA
Вид	Человек
ИД гена (человек)	387
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 94-193 человеческого RhoA (NP_001655.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61586
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементом