


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Rhoa Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61586

Артикул: CM0013576



введение

Кроличьи поликлональные антитела против RhoA от CamelBio (P61586) валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный RhoA (22 кДа), малую GTPазу, регулирующую цитоскелет и миграцию клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RhoA кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	ARNA; ARH12; RHO12; EDFAOB; RHON12; RhoA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	387
GeneID	387
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61586
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	Сумка со льдом