


Поликлональное Антитело К RhoB Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P62745

Артикул: CM0029618



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к RhoB, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует RhoB человека, мыши и крысы (~22 kDa). Подходит для исследований апоптоза, рака и клеточной сигнализации. - P62745

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к RhoB, кролик
Примечания/Альтернативные названия	ARN6; ARNB; RHON6; MST081; MSTP081; RhoB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	388
ID гена	388
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-190 белка RhoB человека (NP_004031.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62745
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом