

Поликлональные Кроличьи Антитела К Rhobtb2 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа — Q9Byz6

Артикул: CM0019933

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому RHOBTB2 (DBC2/p83). Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА; перекрестно реагируют с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследований клеточной пролиферации и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RHOBTB2 кроличьи ПАб
Примечания/алиасы	p83, DBC2, DEE64, EIEE64, RHOBTB2
Вид	Человек
ID гена (человек)	23221
ID гена	23221
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 320-480 человеческого RHOBTB2 (NP_001153508.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BYZ6
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	Холодовой пакет