

Поликлональные Антитела Против RhoC Для Wb, If/Icc, Elisa - P08134

Артикул: CM0020657



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого RhoC, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Распознают RhoC (~22 кДа) человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований трансдукции сигнала и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RhoC кролик pAb
Примечания/Псевдоним	H9; ARH9; ARHC; RHON9; RhoC
Вид	Человек
GeneID (человек)	389
GeneID	389
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08134
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом