


Поликлональное Антитело Кролика Anti-RhoC (Валидировано На Нокауте) Для Wb, Elisa — P08134

Артикул: CM0014664



введение

Поликлональное антитело кролика, валидированное на нокауте, направленное против RhoC (P08134). Предназначено для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с белками человека и крысы. Позволяет исследовать роль RhoC в передаче сигналов, динамике цитоскелета и цитокинезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на нокауте] RhoC, поликлональное антитело кролика
Примечания/синонимы	H9; ARH9; ARHC; RHON9; oC
Вид	Человек
GeneID (человек)	389
GeneID	389
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-193 человеческого RhoC (NP_786886.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P08134
Молекулярная масса белка	22 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом