

Поликлональные Антитела Против Rhod Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00212

Артикул: CM0028433



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого RHOD (Rhod), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Предполагаемая молекулярная масса 23 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RHOD кролик pAb
Примечания/Псевдоним	Rho; ARHD; RHOM; RHONP1; RHOD
Вид	Человек
GeneID (человек)	29984
GeneID	29984
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 101-200 человеческого RHOD (NP_055393.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00212
Масса белка	23kDa
Доставка	Сумка со льдом