


Кроличья Поликлональная Антитело Против Родопсина Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P) И Ифа (Elisa) - P08100

Артикул: CM0019980



введение

Кроличья поликлональная антитело против родопсина, валидированное для WB, ИHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Нацелено на G-белок-связанный фоторецептор, необходимый для исследований сумеречного зрения и фототрансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rhodopsin Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RP4; OPN2; CSNBAD1; Rhodopsin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6010
GeneID	6010
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200 до С-конца человеческого родопсина (NP_000530.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P08100
Молекулярный вес белка	39 кДа
Доставка	В ледяном пакете