

Поликлональное Кроличье Антитело Против Rhog Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P84095

Артикул: CM0023061



введение

Поликлональное кроличье антитело против RHOG, валидированное для иммуноблоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрёстно реагирует с RHOG человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований иммунологического синапса, миграции клеток и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RHOG Rabbit pAb
Примечания/синоним	ARHG; RHOG
Вид	Человек
GeneID (человек)	391
GeneID	391
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого RHOG (NP_001656.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P84095
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом