


## Кроличье Моноклональное Антитело К Rhogap (P190-B) Для Wb, Ip, Elisa - Q13017

Артикул: CM0007667



### введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на RhoGAP (p190-B, ARHGAP5). Валидировано для WB, IP, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения передачи сигналов Rho ГТФазы, миграции клеток и динамики цитоскелета.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к RhoGAP                                                                                    |
| Примечания/Синонимы       | GFI2; p190-B; RhoGAP5; p190BRhoGAP; RhoGAP                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                      |
| GeneID (Человек)          | 394                                                                                                                          |
| GeneID                    | 394                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1150-1300 RhoGAP человека (Q13017) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                       |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                      |
| Применение                | WB, IP, ELISA                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                         |
| SWISS                     | Q13017                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 172 кДа                                                                                                                      |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                               |