

Поликлональные Антитела К Rhogdi Для Wb, Elisa - P52565

Артикул: CM0014115



введение

Поликлональные антитела к RhoGDI (валидированы методом KO) для WB, ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения передачи сигналов Rho ГТФазы и регуляции подвижности клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] RhoGDI Rabbit pAb
Примечание/Синонимы	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	396
Gene ID	396
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-204 RhoGDI человека (NP_001172006.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P52565
Молекулярная масса	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом