

Поликлональные Кроличьи Антитела К RhoH Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q15669

Артикул: CM0024801

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому RHOH (RhoH, TTF), валидированные для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Подходят для исследований сигнализации в гемопоэтических клетках, развития Т-клеток и функции тучных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RHOH кроличьи пКА
Примечания/алиасы	TTF; ARHN; RHOH
Вид	Человек
ID гена (человек)	399
ID гена	399
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-191 человеческого RHOH (NP_004301.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q15669
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодовой пакет