

Кроличья Поликлональная Антитела Против Rhot2 Для Вестерн-Блоттинга — Q8Ixi1

Артикул: CM0027877



введение

Кроличья поликлональная антитела, направленная против человеческого RHOT2 (MIRO-2) для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИЛА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Применяется в исследованиях митохондриального трафика и субклеточной локализации. UniProt Q8IXI1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RHOT2 кроличья пАт
Примечания/алиасы	RASL; ARHT2; MIRO2; MIRO-2; C16orf39; RHOT2
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	89941
ID гена	89941
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 340-550 человеческого RHOT2 (NP_620124.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИЛА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IXI1
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Холодильный пакет