

Поликлональное Антитело Против Rhoи Для Вестерн1 Блоттинга, Ифа - Q7L0Q8

Артикул: CM0020766



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RHO (WRCH1, CDC42L1), валидированное для применения в Вестерн блоттинге и ИФА. Используется в исследованиях морфологии клеток, организации цитоскелета и клеточной миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RHO Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ARHU; G28K; WRCH1; hG28K; CDC42L1; RHO
Вид	Человек
GeneID (человек)	58480
GeneID	58480
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q7L0Q8
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом