

Поликлональное Антитело Кролика Против Ric8A Для Вестерн-Блота И Ифа — Q9Npq8

Артикул: CM0017595

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против RIC8A, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает RIC8A (синембрин-A) человека, мыши и крысы — шаперон и гуаниннуклеотидный обменный фактор для Gα-белков. Идеально подходит для исследования клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против RIC8A
Примечания/алиасы	RIC8; RIC8A
Вид	Человек
ID гена (человек)	60626
ID гена	60626
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 362-531 RIC8A человека (NP_001273063.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NPQ8
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Холодильный пакет