


Поликлональное Антитело К Rictor Для Вестерн-Блоттинга — Q6R327

Артикул: CM0027561



введение

Кроличье поликлональное антитело к RICTOR, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий RICTOR с перекрестной реактивностью с крысиным гомологом. Этот белок с молекулярной массой ~192 кДа является ключевым адаптером в комплексе mTORC2, опосредует фосфорилирование АКТ и рост клеток. — Q6R327

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RICTOR, кроличье поликлональное антитело
Примечания/аллиасы	PIA, AVO3, hAVO3, RICTOR
Вид	Человек
ID гена	253260
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1043-1142 человеческого RICTOR (NP_689969.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q6R327
Молекулярная масса белка	192 кДа
Доставка	С холодоэлементом