

Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Rig-I/Ddx58 Для Wb, Elisa — O95786

Артикул: CM0007108



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Rig-I/DDX58 (RIG-I, DDX58). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований врожденного иммунитета и противовирусного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело Rig-I/DDX58
Примечания/Синонимы	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Вид	Человек
GeneID (человек)	23586
GeneID	23586
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95786
Молекулярная масса белка	107 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом