


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Rims2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Uq26

Артикул: CM0017932



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против RIMS2, подходящее для применений в Вестерн-блоттинге и ИФА, с перекрёстной реактивностью к белкам человека и крысы. Идеально подходит для изучения синаптического экзоцитоза и связанных с ним неврологических путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RIMS2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	OBOE; RIM2; CRSDS; RAB3IP3; RIMS2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9699
Идентификатор гена	9699
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-350 человеческого RIMS2 (NP_055492.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9UQ26
Молекулярная масса белка	160 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом