

Поликлональное Антитело Против Rin2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Wyp3

Артикул: CM0013462

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RIN2 (Ras and Rab interactor 2), также известный как RASSF4. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований пути эндоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RIN2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MACS; RASSF4; RIN2
Вид	Человек
ID гена	54453
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8WYP3
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	В термосумке со льдом