


Моноклональное Антитело Против Ring1B/Rnf2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q99496

Артикул: CM0007007



введение

Кроличье моноклональное антитело против RING1B/RNF2 (RING2), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Детектирует RING1B человека, мыши и крысы. Идеально для эпигенетических исследований, изучения хроматина и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против RING1B/RNF2
Примечания/Альтернативные названия	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B; RING1B/RNF2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6045
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-336 белка RING1B/RNF2 человека (NP_009143.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (ИHC-П), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99496
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом