


Моноклональное Антитело Против Ring1B/Rnf2 Для Вестерн1 Блоттинга, Иммунопреципитации И Elisa - Q99496

Артикул: CM0009853



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий RING1B/RNF2 (RING2). Валидировано для Вестерн блоттинга, иммунопреципитации и ELISA, с перекрестной реактивностью к мышиному и крысиному белку. Необходимо для изучения репрессии Polycomb и убиквитинирования гистона H2A.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к RING1B/RNF2
Примечания/Альтернативные названия	BAP1, DING, BAP-1, HIP13, RING2, LUSYAM, RING1B, RING1B/RNF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6045
GeneID	6045
Иммуноген	Синтетический пептид (аминокислоты 100-200 человеческого RING1B/RNF2, Q99496)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99496
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом