


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ring1B/Rnf2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q99496

Артикул: CM0030750



введение

Кроличья поликлональная антитело против RING1B/RNF2 (E3 убиквитин-протеин лигаза RING2), валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RING1B/RNF2 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B; RING1B/RNF2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6045
ID гена	6045
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-336 человеческого RING1B/RNF2 (NP_009143.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99496
Молекулярная масса белка	38кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом