


Моноклональное Антитело Anti-Ring1B/Rnf2 Rabbit Polymab® Для ВБ, Игг-П, Ип, Ифа — Q99496

Артикул: CM0005892



введение

Кроличье моноклональное антитело PolymAb®, направленное против человеческого RING1B/RNF2 (E3 убиквитин-лигаза), валидировано для применения в ВБ, ИГГ-п, ИП, ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и биологии хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RING1B/RNF2 Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B
Вид	Человек
GeneID (человек)	6045
GeneID	6045
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого RING1B/RNF2 (NP_009143.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-п, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99496
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом