


## Анти-Riok2 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - Q9Bvs4

Артикул: CM0018448



### введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого RIOK2, подходящее для вестерн-блоттинга и ИФА. Цель участвует в биогенезе рибосом и регуляции клеточного цикла. Идеально подходит для исследовательских приложений IVD.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | RIOK2 кроличий pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Псевдоним      | RIO2; RIOK2                                                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (Человек)          | 55781                                                                                                                                |
| GeneID                    | 55781                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 253-552 человеческого RIOK2 (NP_060813.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                              |
| SWISS                     | Q9BVS4                                                                                                                               |
| Молекулярный вес белка    | 63кДа                                                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                       |