

Кроличья Моноклональная Антитела Против Rip3 Для Вб, Иф/Ихк, Ифа — Q9QzL0

Артикул: CM0005582



введение

Кроличья моноклональная антитела против RIP3 для исследования некроптоза и апоптоза у мышей. Валидирована для применения в вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Рекомбинантный иммуноген, соответствующий аминокислотам 320–420 мышиного RIP3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RIP3 Rabbit mAb
Примечания/псевдонимы	Rip3; 2610528K09Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	11035
GeneID	56532
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 320–420 мышиного RIP3 (NP_064339.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QZL0
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Аккумулятор холода