

Кроличья Поликлональная Антитело Против Rip3 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Qzl0

Артикул: CM0020566



введение

Кроличья поликлональная антитело против мышиноного RIP3 (Ripk3), валидированное для ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для исследований некроптоза, апоптоза и гибели клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RIP3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Rip3; 2610528K09Rik; RIP3
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	11035
GeneID	56532
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 320-420 мышиноного RIP3 (NP_064339.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9QZL0
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом