

Поликлональное Антитело Против Rip3/Ripk3 Для Ihc-P И Elisa - Q9Y572

Артикул: CM0022111



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий RIP3 (RIPK3). Валидировано для ИHC-P и ELISA. Идеально подходит для изучения некроптоза, апоптоза и взаимодействий вирус-хозяин. Используйте это исследовательское антитело для изучения путей запрограммированной клеточной гибели и метаболической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RIP3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RIP3; RIPK3
Вид	Человек
ID гена	11035
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 410-518 человеческого RIP3 (NP_006862.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y572
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике