


Моноклональное Антитело Против Ripk1/Rip Для Вб, Ип, Ифа — Q13546

Артикул: CM0003896



введение

Это [KD-валидированное] кроличье моноклональное антитело к RIPK1/RIP обнаруживает человеческий RIPK1. Валидировано для ВБ, ИП, ИФА. Идеально подходит для изучения опосредованного TNF апоптоза, некроптоза и воспалительных путей. Рекомбинантный иммуноген гарантирует специфичность.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	[KD-валидированное] кроличье моноклональное антитело к RIPK1/RIP
Примечания/Алиасы	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; RIPK1/RIP
Вид	Человек
ID гена (человек)	8737
ID гена	8737
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13546
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Холодильный пакет