


Моноклональное Кроличье Антитело Против Ripk1/Rip (Валидировано Методом Нокаута) Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа — Q13546

Артикул: CM0004620



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого RIPK1/RIP, валидированное методом нокаута. Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Рекомбинантный иммуноген охватывает аминокислоты 465-671; выявляет изоформы с молекулярной массой ~76/71 кДа. Ключевой регулятор апоптоза, некроптоза и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] RIPK1/RIP кроличье мкА
Примечания/Альтернативные названия	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1
Вид	Человек
ID гена (человек)	8737
ID гена	8737
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 465-671 человеческого RIPK1/RIP (NP_003795.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13546
Молекулярная масса белка	76 кДа/71 кДа
Доставка	Холодовой пакет