


Поликлональное Кроличье Антитело Против Ripk1/Rip Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Elisa - Q13546

Артикул: CM0025634



введение

Валидированное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на RIPK1/RIP (RIP1), для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Детектирует человеческий и мышиный RIP1, серин-треониновую киназу, регулирующую TNF-индуцированный апоптоз, некроптоз и воспалительные пути. Подходит для исследований сигналинга клеточной смерти.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело против RIPK1/RIP (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1
Вид	Человек
GeneID	8737
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 465-671 человеческого RIPK1/RIP (NP_003795.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13546
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом