


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ripk1/Rip Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13546

Артикул: CM0030178



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого RIPK1/RIP (RIP1). Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Используется в исследованиях апоптоза, некроптоза и провоспалительной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RIPK1/RIP кроличья пАт
Примечания/псевдонимы	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; RIPK1/RIP
Вид	Человек
GeneID (человек)	8737
GeneID	8737
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого RIPK1/RIP (NP_003795.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13546
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Холодильный пакет