


Поликлональное Антитело Против Ripk2 Для Вб, Ифа — 043353

Артикул: CM0019743



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против RIPK2, валидированное для ВБ и ИФА. Выявляет RIPK2 человека, мыши и крысы — ключевую киназу врождённого иммунитета, участвующую в передаче сигналов NOD1/2 и активации NF-kB. Идеально подходит для исследований иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против RIPK2
Примечания/синонимы	CCK; RICK; RIP2; CARD3; GIG30; CARDIAK; RIPK2
Вид	Человек
GeneID (человек)	8767
GeneID	8767
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–540 человеческого RIPK2 (NP_003812.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	043353
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом