

Моноклональное Антитело Против Ripk3 (Rip3) Для Вб, Игг-Г, Ифа — Q9Y572

Артикул: CM0005985



введение

Моноклональное антитело к человеческому RIPK3 (RIP3), подходит для Вестерн-блота, иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИГГ-Г) и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения путей некроптоза и апоптоза в исследованиях рака и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинное моноклональное антитело к Ripk3
Примечания/алиасы	RIP3; RIPK3
Вид	Человек
ID гена (человек)	11035
ID гена	11035
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 101-200 человеческого RIP3 (NP_006862.2).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-Г, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y572
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодильный пакет