

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Ripk4 Для Вб, Игк-П, Ифа - P57078

Артикул: CM0028295

введение

CamelBio предлагает кроличьи поликлональные антитела против RIPK4, валидированные для ВБ, ИГК-П, ИФА. Антитела реагируют с RIPK4 человека и мыши. Идеально подходят для исследований дифференцировки кератиноцитов, гомеостаза кожи и активации NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RIPK4 кроличьи pAb
Примечания/синонимы	DIK, PKK, PPS2, RIP4, ANKK2, NKRD3, ANKRD3, CHANDS, RIPK4
Вид	Человек
ID гена (человек)	54101
ID гена	54101
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 240-520 RIPK4 человека (NP_065690.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P57078
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом