


Поликлональное Антитело Против Rln2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P04090

Артикул: CM0025092



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий прорелаксин H2 (RLN2), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с человеческим и крысиным белком. Идеально для изучения ремоделирования соединительной ткани, связанного с беременностью, и репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RLN2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	H2; RLXH2; H2-RLX; bA12D24.1.1; bA12D24.1.2; RLN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6019
GeneID	6019
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-185 человеческого RLN2 (NP_604390.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P04090
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом