


Анти-Rmi1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H9A7

Артикул: CM0030857



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого RMI1 (BLAP75/FAAP75), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают мышинный RMI1. Идеальны для изучения контроля кроссинговера ДНК и гомологичной рекомбинации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RMI1 кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	BLAP75; FAAP75; C9orf76; RMI1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	80010
ID гена	80010
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-350 человеческого RMI1 (NP_079221.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H9A7
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом