


Кроличья Поликлональная Антитело Против Rmi2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q96E14

Артикул: CM0028730



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого RMI2 (BLAP18), валидировано для WB и ELISA. Необходимо для поддержания стабильности генома и гомологичной рекомбинации; подходит для исследований репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RMI2 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	BLAP18; C16orf75; RMI2
Вид	Человек
ID гена	116028 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-147 человеческого RMI2 (NP_689521.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96E14
Молекулярный вес белка	16 кДа
Доставка	Сумка со льдом