

Поликлональные Кроличьи Антитела К Rmnd5A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H871

Артикул: CM0013733



введение

Кроличьи поликланальные антитела к человеческому RMND5A — основному компоненту комплекса E3 убиквитин-лигазы CTLH. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляют перекрестную реактивность с антигенами человека, мыши и крысы. Подходят для исследования пути убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RMND5A Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CTLH; GID2; RMD5; GID2A; p44CTLH; RMND5A
Вид	Человек
ID гена (человек)	64795
ID гена	64795
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 200–270 человеческого RMND5A (NP_073617.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H871
Молекулярная масса белка	44кДа
Доставка	Айс-бокс