


Поликлональное Антитело Против Rnase1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P07998

Артикул: CM0026979



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого RNASE1 (рибонуклеаза А), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для изучения метаболизма РНК и исследований функции поджелудочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RNASE1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RAC1, RIB1, RNS1, RNASE1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6035
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-156 человеческого RNASE1 (NP_937875.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P07998
Молекулярная масса белка	~18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом