

Кроличья Поликлональная Антитело Против Rnase13 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Gan3

Артикул: CM0015506



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому RNASE13, валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживает эндогенные уровни у человека и мыши. Идеально подходит для изучения секретируемых неактивных рибонуклеаза-подобных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к RNASE13
Примечания/Альтернативные названия	RAL1; HEL-S-86p; RNASE13
Вид	Человек
ID гена (человек)	440163
ID гена	440163
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-156 человеческого RNASE13 (NP_001012264.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5GAN3
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Айс-пак