

Кроличья Поликлональная Антитело К Rnase2 Для Wb, If-P, Ифа — P10153

Артикул: CM0030062



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческой RNASE2 (EDN/RNS2, SWISS P10153). Валидирована для вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с человеческим и мышинным белком. Идеально подходит для изучения функции эозинофилов, активности лизосом и биологии рибонуклеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к RNASE2
Примечания/алиасы	EDN; RAF3; RNS2; RNASE2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6036
GeneID	6036
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 28-161 человеческой RNASE2 (NP_002925.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P10153
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	С ледяным пакетом