

Кроличья Поликлональная Антитела Против Rnase2 Для Вестерн-Блоттинга - O35291

Артикул: CM0028497

введение

Кроличьи поликлональные антитела, полученные против рекомбинантного белка RNASE2 мыши. Подходят для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА. Валидированы для человека, мыши и крысы. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к RNASE2 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	mR4; RNS2; Rnase2
Вид (иммуноген)	Мышь
GeneID (Человек)	6036
GeneID	53877
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-155 белка RNASE2 мыши (NP_001017422.1).
Источник (антитела)	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O35291
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом